

# COMMENT UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE)

LES 5 ÉTAPES CLÉS POUR SAUVER UNE VIE (EN CAS D'ARRÊT CARDIAQUE)

1



## ÉTAPE 1 : APPELEZ LES SECOURS (LE 112)

Appelez immédiatement le 112 (ou demandez à quelqu'un de le faire) pendant que vous agissez.

2



## ÉTAPE 2 : ALLUMER LE DAE

Ouvrez le boîtier et mettez en marche. L'appareil prend le contrôle et vous guide vocalement.

3



## ÉTAPE 3 : PLACER LES ÉLECTRODES SUR LA VICTIME

Placez les électrodes autocollantes sur la peau nue de la victime selon les schémas illustrés.

4



## ÉTAPE 4 : ANALYSE DU RYTHME CARDIAQUE

Le DAE analyse le rythme cardiaque automatiquement. Ne touchez pas la victime pendant l'analyse.

5



## ÉTAPE 5 : DÉLIVRER LE CHOC

Si un choc est nécessaire, le DAE vous demande d'appuyer sur le bouton (DSA) ou le délivre seul (DEA).



Le DAE est un appareil sûr, simple à utiliser et accessible à tous.  
Il peut sauver des vies !